

# Tâche 1 – La température corporelle

A1

Grande compétence A : Rechercher et utiliser de l'information  
Groupe de tâches A1 : Lire des textes continus

Niveau 1

## Tâche

**Lire la marche à suivre pour mesurer la température des patients.**

### Appui préparatoire à la tâche jalon 101

<b>Savoir (S)</b>	La mesure de la température corporelle, la température normale du corps, les endroits sur le corps où l'on peut mesurer la température
<b>Savoir-faire (SF)</b>	La marche à suivre pour mesurer la température corporelle, la lecture
<b>Savoir-être (SE)</b>	Le sens de l'observation, la capacité de raisonnement, la résolution de problèmes

### Activités d'apprentissage

- ▶ **(S)** Demander aux personnes apprenantes de répondre à la question suivante : «Comment peut-on mesurer la température corporelle?» (avec un thermomètre buccal, rectal ou tympanique (ou auriculaire). Leur expliquer que la température normale du corps est de 37 °C, mais peut dépendre de l'endroit sur le corps où l'on mesure la température (p. ex., mesure buccale = 36,1 à 37 °C, rectale : 36,7 à 37,8 °C et auriculaire : 35,6 à 36,7 °C). Une température de 38 °C ou plus veut dire que le patient est fiévreux et qu'il faut aviser l'infirmière.
- ▶ **(S)(SF)** Expliquer aux personnes apprenantes qu'elles devront utiliser la stratégie de lecture *Comprends les mots inconnus (Identifie et cherche à comprendre les mots inconnus)*<sup>1</sup>. Revoir au besoin cette stratégie de lecture avec le groupe en donnant des exemples (p. ex., identifier les mots inconnus, utiliser un dictionnaire, etc.). Leur présenter l'**Annexe 1** et lire les énoncés de la marche à suivre. Leur demander de trouver des mots inconnus ou difficiles et de les surligner.
- ▶ **(SF)** Les inviter à récrire les énoncés de la marche à suivre pour mesurer la température corporelle des patients dans le bon ordre à l'**Annexe 2**.
- ▶ **(SE)** Une fois l'activité terminée, discuter des réponses et corriger l'annexe avec les personnes apprenantes.

<sup>1</sup> *Stratégies de lecture pour comprendre ce que tu lis* est disponible sur le site Web du Centre FORA, au [www.centrefora.on.ca](http://www.centrefora.on.ca), sous l'onglet *Ressources en ligne*, puis *Ressources variées*.

## Annexe 1

**La température corporelle****Marche à suivre pour prendre la température auriculaire**

- Retirer le thermomètre après une seconde ou au signal sonore.
- Se placer derrière la personne.
- Le patient a une fièvre si sa température est de 38 °C ou plus.
- Se laver les mains.
- Lire la température affichée.
- Insérer doucement le thermomètre dans le canal auditif.
- Enregistrer la température sur la feuille appropriée.
- Tirer délicatement l'oreille vers le haut et vers l'arrière. Ceci aide à garder le canal droit pour que le thermomètre puisse pénétrer jusqu'au tympan.
- Ajouter le protecteur sur le bout du thermomètre.
- Appuyer sur le bouton de l'appareil et le garder enfoncé.

**Note : Cette méthode n'est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d'un an.**

## Annexe 2

### La température corporelle

Récris les énoncés de la marche à suivre dans le bon ordre, dans le but de mesurer la température corporelle des patients.

#### Marche à suivre pour prendre la température auriculaire

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

**À noter : Cette méthode n'est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d'un an.**

## Réponses

### La température corporelle

Récris les énoncés de la marche à suivre dans le bon ordre, dans le but de mesurer la température corporelle des patients.

#### Marche à suivre pour prendre la température auriculaire

1. Se laver les mains.
2. Ajouter le protecteur sur le bout du thermomètre.
3. Se placer derrière la personne.
4. Tirer délicatement l'oreille vers le haut et vers l'arrière. Ceci aide à garder le canal droit pour que le thermomètre puisse pénétrer jusqu'au tympan.
5. Insérer doucement le thermomètre dans le canal auditif.
6. Appuyer sur le bouton de l'appareil et le garder enfoncé.
7. Retirer le thermomètre après une seconde ou au signal sonore.
8. Lire la température affichée.
9. Enregistrer la température sur la feuille appropriée.
10. Le patient a une fièvre si sa température est de 38 °C ou plus.

**À noter : Cette méthode n'est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d'un an.**